


BeneHeart R300

Elektrokardiograf





Přehledné zobrazení

5palcová barevná obrazovka umožňuje sledovat průběh křivek v reálném čase



Univerzální tiskárna

Umožňuje tisk na papír z role i tabulační papír



Nízká hmotnost

Váží pouze 1,28 kg (s baterií) a má kompaktní rozměry



Velká kapacita

Umožňuje uložit více než 1 000 záznamů



Delší doba provozu

Vydrží nejméně 10 hodin záznamu (bez tisku na papír)





Vynikající mobilita

Díky pojízdnému stojanu lze přístroj R300 umístit, kam je potřeba



Pohodlné ovládání

Intuitivní uživatelské rozhraní přístroje BeneHeart R300 nabízí několik funkcí šetřících papír, náhled záznamu (před tiskem), opakovanou analýzu (při změně údajů o pacientovi) a přenos elektronického záznamu.



Spolehlivá analýza



University
of Glasgow


mindray

Přístroj R300 podporuje jak algoritmus Glasgow pro analýzu 12svodového EKG, tak algoritmus Mindray pro analýzu 12svodového klidového EKG u dospělých a dětí. Oba tyto algoritmy poskytují přesné a spolehlivé analytické reference, které vám při diagnostice dají větší jistotu.

Algoritmus Glasgow je první, který byl v zájmu maximalizace přesnosti interpretace EKG záznamu založen na specifických proměnných, jako je věk, pohlaví, rasa, medikace a třída.

Společnost Mindray má na poli analýzy EKG signálu bohaté zkušenosti, které získala a nashromáždila za více než 20 let. K vývoji a iteracím použila desítky tisíc klinických údajů z EKG záznamů a její algoritmus úspěšně prošel testováním podle mezinárodních standardů CSE a dosáhl vyrovnanějšího výkonu mezi citlivostí a přesností.

Poznámka: Některé funkce jsou volitelné, o jejich dostupnosti se informujte u místního obchodního zástupce.



* Bude k dispozici v budoucích aktualizacích.



CHEIRÓN a.s., Provozovna: Republikánská 45, 312 00 Plzeň
 tel.: 377 590 422 (obch. odd.), fax: 377 590 435
 e-mail: obchod@cheiron.eu, www.cheiron.eu

Regionální kanceláře: PRAHA mobil: 721 836 986, mobil: 702 267 797
 PLZEŇ mobil: 702 186 493, ČESKÉ BUDĚJOVICE mobil: 602 642 291, OSTRAVA mobil: 601 395 447
 HRADEC KRÁLOVÉ mobil: 602 149 179, BRNO mobil: 725 714 941

www.cheiron.eu

www.mindray.com

P/N: CS-BeneHeart R300-210285X4P-20241105
 ©2024 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

mindray
 healthcare within reach