

Naplánujte si svůj pracovní den a buďte výkonnější

Co když existuje způsob, jak zjednodušit a optimalizovat pracovní procesy a provádět více postupů bez zhoršení kvality?



aScope™ 4 Cysto je jednorázové flexibilní řešení pro endoskopii, které vám dává možnost dobře si naplánovat práci a být produktivnější - bez ohrožení kvality vaší práce.

Nabízí stálou kvalitu, protože získáte zcela nový cystoskop pro každý výkon. Má kvalitní zobrazování a ohybové vlastnosti, které potřebujete pro spolehlivé provádění cystoskopie. Kromě toho je vždy k dispozici a je přenosný, takže usnadňuje plánování a provádění interních lékařských konzultací A konečně eliminuje nutnost opakovaného zpracování, zjednodušuje pracovní postup, uvolňuje zdroje a umožní vám ošetřit více pacientů.

Zaměříme se na jednorázové endoskopy a dospějme k dokonalosti

V roce 2009 společnost Ambu představila světové první jednorázový flexibilní bronchoskop Ambu® aScope™, a dnes se používá více než 600 000 našich jednorázových endoskopů ve více než 3 500 nemocnic.

aScope 4 Cysto staví na této desetileté zkušenosti a know-how.

www.cheiron.eu

Kód položky	Produkt	Množství
Flexibilní jednorázový cystoskop aScope 4 Cysto		
601001000 (Standardní deflexe) *	aScope™ 4 Cysto	5 ks
600001000 (Reverzní deflexe) *	aScope™ 4 Cysto	5 ks
Monitor aView 2 A dvance		
405 011 000	Monitor aView 2 Advance	1 ks
Příslušenství		
K12-11412	4cestný ventil. 50 psi (3,5 bar). Otočná matka. Velký otvor	50 ks
K12-11413	Hemostatický ventil.AccessPLus™. Velký otvor	25 ks

* Standardní deflexe, běžně používáno v USA: Posunutí ovládací páčky dolů ohne hrot směrem dolů (posteriořně). Posunutí páčky nahoru ohne hrot nahoru anteriorně).
* Reverzní deflexe, běžně používáno v EU: Posunutí ovládací páčky dolů ohne hrot směrem nahoru (anteriorně). Posunutí páčky nahoru ohne hrot směrem dolů (posteriořně).

Historie průlomových nápadů

Společnost Ambu uvádí nová řešení do života od roku 1937. Dnes již milióny pacientů a zdravotnických pracovníků na celém světě spoléhají na účinnost, bezpečnost a funkčnost našich jednorázových endoskopických a anesteziologických pomůcek a řešení pro monitorování a diagnostiku pacientů.

Důkazem našeho úsilí je široká škála inovací počínaje resuscitátorem Ambu® Bag - a elektrodami Ambu® BlueSensor™ až po náš nejnovější vývojový mezník, jakým je Ambu® aScope - světově první jednorázový flexibilní endoskop. Navíc neustále hledáme nová řešení do budoucna s příslibem dalších inovativních a kvalitních produktů, které pozitivně ovlivní vaši práci.

Sídlo společnosti je poblíž Kodaně v Dánsku, Ambu zaměstnává kolem 4500 lidí po celé Evropě, Severní Americe a Asii a Tichomoří.

Společnost Ambu bere otázky životního prostředí vážně

Ty nejvíce „zelené“ společnosti světa sídlí v Dánsku a Ambu se touto tradicí nechala inspirovat. Environmentální cíle společnosti Ambu: 100 % produktů bez ftalátů do roku 2020. 95 % produktů expedovaných po roce 2025 bude bez PVC. Veškeré obaly budou opakovaně použitelné a biologicky rozložitelné do roku 2025.

Více informací najdete na stránkách ambu.com/urology



CHEIRÓN a.s., Provozovna: Republikánská 45, 312 00 Plzeň
tel.: 377 590 422 (obch. odd.), fax: 377 590 435
e-mail: obchod@cheiron.eu, www.cheiron.eu



www.cheiron.eu

CH-06-01-220422_PT5_Ambu_aScope4_Cysto_CZ Technické údaje mohou být upraveny bez předchozího upozornění.



Ambu® aScope™ 4 Cysto

UDĚLEJTE VÍCE
práce a co nejlépe

aScope™ 4 Cysto nabízí stálou kvalitu

Zjistili jste, že u opakovaně použitelných cystoskopů se postupně snižuje kvalita snímku a flexibilita ohybu?

aScope 4 Cysto nabízí jasné a ostré snímky, snadnou ovladatelnost a stálou kvalitu. Nedochází k opotřebení, které by zhoršovalo kvalitu snímání a ohýbání, a nemusíte se obávat poškození svého drahého cystoskopu. S modelem aScope 4 Cysto totiž získáte zbrusu nový cystoskop pro každý výkon.

Velký úhel ohybu 210°/120° a rozmanitá tuhost zaváděcího kabelu usnadňují manévrování na správnou pozici v močovodu a močovém měchýři.

Cystoskop můžete posouvat vpřed a následně úplně ohnout zpět při vyšetření hrdla močového měchýře - s bioptickými kleštěmi nebo bez nich.



Přímočarý proces

Monitor aView 2 Advance se snadno umístí na pohodlné místo poblíž pacienta.

Je tak snadné pořídit snímky a videa a ukládat je, aby bylo možné je procházet s pacientem v klidu až po výkonu anebo je konzultovat s kolegy.

aScope™ 4 Cysto je vždy dostupný a přenosný

Museli jste někdy odložit vyšetření, protože jste neměli flexibilní cystoskop připravený k použití, když jste ho potřebovali?

Usnadněte si svůj pracovní den aScope 4 Cysto je vždy připraven a snadno si jej vezmete kamkoli s sebou. Dostupnost cystoskopů již není překážkou pro zvyšování objemu a produktivity vyšetření. Průtahy, kvůli kterým se vaši pacienti cítí zklamaní nebo znepokojení, jsou minulostí.

Z ambulantní praxe si pod paží můžete přinést lehký jednorázový cystoskop a přenosný monitor do nemocnice ke konzultacím a kontrolám na pohotovostní oddělení či na JIP.

Nemusíte hledat a přenášet nic velkého a těžkého. A když skončíte, prostě jej bez starostí zlikvidujete. A výsledek? Snadněji si naplánujete pracovní den a provádíte naplánované výkony i neplánované kontroly na místě.

Řešení přinášejí lehké flexibilní cystoskopy

Jednorázové flexibilní endoskopy aScope 4 Cysto jsou k dispozici vždy, když je potřebujete.

Váží pouhých 158 gramů a kompatibilní monitor aView 2 Advance váží jen 2,7 kilogramu.



aScope™ 4 Cysto eliminuje regeneraci, nákladné opravy a riziko křížové kontaminace

Uvažovali jste někdy o tom, jak by vaše klinika mohla mít prospěch z optimalizace pracovních postupů?

aScope 4 Cysto umožňuje snížit náklady, jako je čistící materiál, údržba a opravy (a s tím související dlouhodobý smluvní servis). Ve skutečnosti můžete ušetřit peníze celé nemocnici, protože zlepšíte své pracovní postupy a ušetříte čas a náklady potřebné na čištění opakovaně použitelných cystoskopů.

A také díky tomu, že jsou 100% sterilní, eliminují cystoskopy aScope 4 Cysto riziko křížové kontaminace.

Můžete ujistit svoje pacienty, že k jejich vyšetření použijete nový sterilní cystoskop na jedno použití, který rozbalíte přímo před nimi.

Více informací najdete na stránkách ambu.com/urology



Přerozdělte čas a prostor

Pokud čistíte cystoskopy ve svém zařízení, můžete využít tyto kapacity k jiným účelům.

Také můžete ulevit sestrám či dalšímu personálu od nepříjemného vystavení se chemikáliím při čištění cystoskopů po vyšetření. Můžete využít jejich pracovní dobu k důležitějším úkolům, jako třeba asistování u více vyšetření.

