



TwinStream™ ONE

TRYSKOVÁ VENTILACE

BEZPEČNÁ A SNADNÁ

- ÚČINNÁ VENTILACE
- MODULÁRNÍ – FUNKČNÍ ROZSAH LZE ROZŠÍŘIT
PŘIDÁNÍM VOLITELNÝCH MODULŮ
- FLEXIBILNÍ

TwinStream™ ONE

Cenově dostupný přínos v oblasti tryskové ventilace.

Připraven pro další modulární rozšíření.

TRYSKOVÁ VENTILACE

TwinStream™ ONE

Díky svému intuitivnímu provozu je TwinStream™ ONE vhodný pro standardní zákloky v oblasti pulmonologie/bronchoskopie, ORL a hrudní chirurgie.

Funkce:

- Automatický samotest + kalibrace
- Jedna tryska (HFJV)
- Režim bezpečného laseru
- FiO₂ Jet (21 %–100 %)
- Monitorování pauzového tlaku včetně alarmu + automatické přerušení průtoku plynu
- Modul se softwarem 1 LUM

Výhody:

- Bezpečný a výkonný
- Snadné použití
- Funkční rozsah lze kdykoli rozšířit přidáním volitelných

OBJEDNACÍ ÚDAJE

Základní balíček TwinStream™ ONE

CTNS-155-000	TwinStream ONE
CTFP-157-190	1 Lumen Software
CTNS-220-1S0	Tryskový hadičkový set Easyconnect, délka 150 cm
CTFS-500-400	Adaptér Easy Connect pro 1lumenový tryskový katétr
CTFS-514-000	Tryskový katétr, 1lumenový, neodolný vůči laseru, pro dospělé
CTFI-833-000	Napájecí kabel 5 m
CTNS-21x-xxx*	Trubicový set CGS, ISO, se spojkami CGS
CTFI-811-006	Čisticí adaptér pro tryskové linky tryskových endoskopů
CTFS-810-002	Čisticí adaptér pro tryskové linky trubicových systémů

*podle místních norem



TwinStream™ ONE

VHODNÝ PRO VŠECHNY DISCIPLÍNY

Abychom splnili klinické potřeby širokého okruhu pacientů, seskupili jsme ideální doplňkové volby pro každý obor.

DOPLNĚK PRO PULMONOLOGII

Pro náročné respirační případy, dlouhé zákroky nebo kombinované zákroky, kdy je ventilace s jednou tryskou nedostatečná. Technologie se dvěma tryskami poskytuje dobré okysličení a ventilaci i při nejnáročnějších podmínkách.

Výhody:

- Volný pracovní kanál v bronchoskopu
- Žádný časový limit
- Žádné riziko barotraumatu způsobeného souvislým měřením tlaku
- Minimálně invazivní ventilace v otevřeném systému
- Oddělené ovládání okysličování a ventilace
- Ochrana vdechu principem zpětného toku SHFJV

DOPORUČENÉ INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ

CTFP-157-SJC	Upgrade pro druhý tryskový kanál
CTFP-157-0L0	BRO Module Software
CTNS-410-3X7	Tryskový bronchoskop pro SHFJV, velikost 7,5
CTNS-411-3X7	Tryskový bronchoskop pro SHFJV, velikost 8,5
CTNS-6B0-AC0	Tryskový konvertor pro SHFJV
CTNS-220-200	Monitorovací hadičkový set Easyconnect
CTFI-811-007	Čisticí adaptér pro monitorovací linky tryskového endoskopu
CTFS-810-003	Čisticí adaptér pro monitorovací linky trubicových systémů

Rozšířené funkce:

Druhý tryskový kanál (NFJV)



Úvodní nastavení podle hmotnosti



Režim bezpečného laseru



BRO – Softwarový modul



Kompatibilní s rigidními bronchoskopy



Souvislé měření tlaku v dýchacích cestách

DOPLNĚK ORL

Tento upgrade umožňuje bezpečnou a účinnou ventilaci i u vysoce rizikových případů, jako jsou děti a pacienti s glotickou a subglotickou stenózou.

Výhody:

- Volný pracovní kanál pro supraglotickou ventilaci
- Žádný časový limit
- Minimální riziko požáru při laserové operaci
- Žádné riziko barotraumatu způsobeného souvislým měřením tlaku
- Okysličení a ventilace jsou účinně řízeny
- Ochrana vdechu principem SHFJV

DOPORUČENÉ INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ

CTFP-157-SJC	Upgrade pro druhý tryskový kanál
CTFP-157-0L0	LAR Module software
CTNS-310-K41	Tryskový laryngoskop KLEINSASSER, Size A
CTNS-320-K41	Tryskový laryngoskop KLEINSASSER, Size B
CTNS-330-K41	Tryskový laryngoskop KLEINSASSER, Size C
CTNS-220-200	Monitorovací hadičkový set Easyconnect
CTFI-811-007	Čisticí adaptér pro monitorovací linky tryskového endoskopu
CTFS-810-003	Čisticí adaptér pro monitorovací linky trubicových systémů

Rozšířené funkce:

Druhý tryskový kanál (NFJV)



Úvodní nastavení podle hmotnosti



Režim bezpečného laseru



LAR – Softwarový modul



Kompatibilní s tryskovými laryngoskopy



Souvislé měření tlaku v dýchacích cestách

DOPLNĚK PRO HRUDNÍ CHIRURGII

Ventilace bez intubace příčnou resekcí trachey a kariny. Vylepšené okysličení a prevence atelektázy při ventilaci jedné plíce.

Výhody:

- Koncept otevřené plíce - snížený manévr zotavení
- Bez rizika barotraumatu
- Prevence atelektázy

DOPORUČENÉ INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ

CTFP-157-SJC	Upgrade pro druhý tryskový kanál
CTFP-157-0B0	BRO Module Software
CTNS-6B0-AC0	Tryskový konvertor pro SHFJV
CTNS-220-200	Monitorovací hadičkový set Easyconnect
CTFI-811-007	Čisticí adaptér pro monitorovací linky tryskového endoskopu
CTFS-810-003	Čisticí adaptér pro monitorovací linky trubicových systémů

Rozšířené funkce:



Druhý tryskový kanál (NFJV)



Úvodní nastavení podle hmotnosti



Režim bezpečného laseru



BRO – Softwarový režim



Kompatibilní s tryskovým konvertorem a katétem



Souvislé měření tlaku v dýchacích cestách


DALŠÍ MOŽNOSTI



FiO_2aw - modul analyzátoru respiračního plynu
CTFP-155-000




Jednotka kondicionování respiračního plynu
CTFS-800-000



etCO_2 - modul analyzátoru respiračního plynu
CTFP-156-000



PULSE – volba / imobilizace operačního pole
CTFP-159-001



Tryskové nástroje
[Viz katalog produktů](#)



ESU – volba / urgentní start
CTFP-157-ESU



PDMS - připojení
CTNS-105-RJ0



Cheirón®
...dýcháme za Vás.

CHEIRÓN a.s., Republikánská 45, 312 00 Plzeň
tel.: 377 590 422 (obch. odd.), fax: 377 590 435
e-mail: obchod@cheiron.eu, [www.cheiron.eu](#)

Regionální kanceláře: PRAHA mobil: 602 145 043, mobil: 721 836 986, mobil: 602 487 077
PLZEŇ mobil: 602 642 294, ČESKÉ BUDĚJOVICE mobil: 602 642 291, OSTRAVA mobil: 601 395 447
HRADEC KRÁLOVÉ mobil: 602 149 179, BRNO mobil: 725 714 941

[www.cheiron.eu](#)



ISO 13485