



Ambu® Airway Management Trainer



Klíčové funkce

- Všechny intubační techniky
- Aktivní dohled nad výkonem studentů
- Anatomická konstrukce
- Snadné čištění a údržba

Ambu Airway Management Trainer

Antomicky odpovídající pohled do systému dýchacích cest

Řez odhaluje anatomické struktury tracheálních a nosních dutin. Transparentní stěna zakrývá nosní dutiny, aby byla jasně vidět anatomie.

Pohled na krční páteř ukazuje reálný pohyb při zaklonění hlavy.

Snadný přístup k dýchacím cestám

Hlava se dá zvedat a zaklánět. K podepření hlavy lze použít pěnový polštář, aby bylo dosaženo optimální přístupové polohy.

Rozevření čelistí

Čelisti lze rozevřít stisknutím anatomicky odpovídajícího místa a umožňuje příslušným pohybem otevřít či zavřít ústa.

Pěnový polštář

Vhodným doplňkem je pěnový polštář, kterým lze podložit hlavu a získat tak optimální polohu pro přístup (známa jako zakloněná poloha nebo upravená Jacksonova poloha).

Laryngeální maska

Nácvik práce s laryngeální maskou se snadno provádí po odstranění pokožky hlavy.

Zvukové signály - alarm zubů

Přílišný tlak laryngoskopu na přední zuby aktivuje zvukový signál.

Zvukové signály - alarm žaludku

Pojistka s pneumatickým bzučákem uzavírá konec jícnu. Bzučák se aktivuje, když dochází k ventilaci se špatně umístěnou tracheální trubicí v jícnu.

Zásuvky

Do dvou užitečných zásuvek si můžete uložit různé příslušenství: laryngoskop, trubice, masky, lubrikační gel, kartáček atd.

Základna

Lehká hliníková základna je opatřena nesmekavými gumovými pruhy kvůli stabilnímu ustavení.