



O2FLO High Flow Therapy

Vyhříváný respirační zvlhčovač O2FLO



Naskenujte pro více informací.

Volitelné zdravotnické příslušenství (jednotlivý prodej)

Název produktu	P/N
Nosní kanyla pro vysoký průtok (dospělí)	VANC-01(S) VANC-02 (M) VANC-03 (L)
Nosní kanyla pro vysoký průtok (kojenci)	VINC-01 (S) VINC-02 (M) VINC-03 (L) VINC-04 (XL)
510-050 Integrovaný ohřívaný okruh pro děti	VHC60
510-090 Ohřívaná dýchací trubice pro dospělé	51006729
510-091 Pediatrická ohřívaná dýchací trubice	51006728
VUN-200 Snímač teploty (pro 510-090 a 510-091)	51006737
Připojovací kabel ohřívače	51006736
510-049 Integrovaný ohřívaný okruh pro dospělé	51006765
510-050 Integrovaný ohřívaný okruh pro děti	51006766
VUN-300 Připojovací kabel (pro 510-049 a 510-050)	51006767
Kyslíková hadička (0,6m hadička z PVC)	51006741
Filtr	51006764



CHEIRÓN a.s., Provozovna: Republikánská 45, 326 00 Plzeň
tel.: 377 590 422 (obch. odd.), fax: 377 590 435
e-mail: obchod@cheiron.eu, www.cheiron.eu

Regionální kanceláře: PRAHA mobil: 721 836 986, mobil: 702 267 077
PLZEŇ mobil: 602 642 294, ČESKÉ BUDĚJOVICE mobil: 602 642 291, OSTRAVA mobil: 601 395 447
HRADEC KRÁLOVÉ mobil: 602 149 179, BRNO mobil: 725 714 941

www.cheiron.eu



CH-06-01-210913_Vincent Medical_O2FLO_cz_ombro0010_rev_A_2019_10



inspired O2FLO™


Vysokoprůtoková kyslíková terpaie je systém se snadným používáním, který dodává teplý, zvlhčený plyn s vysokým průtokem, který vytváří pozitivní tlak v dýchacích cestách. Když se používá při průtocích 1–2 l/kg/min, vytváří most mezi kyslíkovou terapií s nízkým průtokem a kontinuálním pozitivním tlakem v dýchacích cestách (CPAP), přičemž se snižuje potřeba intubace.



VHC60 Zvlhčovací komora s automatickým plněním



51006729 Dýchací trubice s ohřevem pro dospělé



51006728 Dýchací trubice s ohřevem pro děti



51006765 Integrovaný ohřívaný okruh pro dospělé

51006766 Integrovaný ohřívaný okruh pro děti



Nosní kanyla pro vysoký průtok (dospělý)

Model	Průtok (l/min)
VANC-01 (S)	10-50
VANC-02 (M)	10-60
VANC-03 (L)	10-60



Nosní kanyla pro vysoký průtok (děti)

Model	Průtok (l/min)
VINC-01 (S)	2~8
VINC-02 (M)	2~8
VINC-03 (L)	2~10
VINC-03 (XL)	2~10





Dodává terapii s vysokým průtokem
Režim dospělí do 60 l/min
Režim děti do 25 l/min

Vylepšený systém alarmu

Lehký a přenosný



Volitelný přídavný kyslík
(21% až 95% koncentrace)

Snadné použití
Žádné dezinfekční zpracování

Obrazovka displeje LCD

Respirační jednotka O2FLO (VUN-001)	
Rozsah průtoku	10 - 60 l/min (režim dospělí) 2 - 25 l/min (režim děti)
Zvlhčovací výstup	Odpovídá normě ISO 80601-2-74
Rozsah teploty rosného bodu	31 - 37 , ±2 (režim dospělí) 31 - 34 , ±2 (režim děti)
Rozsah koncentrace kyslíku	21% - 95%, přesnost ±5%
Úroveň akustického tlaku	≤50 dB(A)
Vstup napájení	100-240V ~, 50/60Hz
Čistá hmotnost	2,8±0,2 kg
Rozměry	243 mm x 220mmx 170 mm
Normy	IEC/EN 60601-1, IEC/EN 60601-1-2, ISO 80601-2-74